

SIM^{EX} 300 Vakuumtherapie



Artikelnummer	100399-3	
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min	
Vakuum	Max. -200mmHg Umrechnungsfaktor: 1kPA~7,5mmHg	
Leistungsbedarf	100 – 240V, 50/60Hz, 15W	
Stromaufnahme bei 12V	1,25A	
Abmessungen (H x B x T)	290 x 259 (+100 Kanister) x 130 mm	
Gewicht	ca. 2,2 kg	
Laufzeit	Netz	Kontinuierlich
	Batterie	ca. 24-48 Stunden (abhängig der Anwendung)
Schallemission	35 dB (A)	
Schutzgrad nach IEC 60601-1	Typ BF	
Schutzklasse nach IEC 60601-1	II	
CE-Kennzeichnung	CE0843	